



URGENTE: AVISO DE SEGURIDAD

Este es un aviso de seguridad que contiene información importante sobre la utilización segura del desfibrilador Welch Allyn AED 10 o MRL JumpStart de Welch Allyn

Nota: los AED10 con números de serie que comiencen por "AL" no se ven afectados por este aviso sobre seguridad (por ejemplo, AL09E060042).

Estimado/a cliente/a:

Le escribimos para informarle de que hemos actualizado las instrucciones de uso de su desfibrilador Welch Allyn AED 10 (o MRL JumpStart) incluidas en el manual del usuario para mejorar la claridad de las descripciones de lo que se debería hacer cuando el icono de estado de la batería del dispositivo indica batería baja.

Los principales puntos de esta actualización de las instrucciones son los que se detallan a continuación:

- El indicador intermitente de batería baja indica que la batería está comenzando a debilitarse y se debería reemplazar tan pronto como sea posible. El AED 10 continúa siendo operativo mientras está activado el indicador intermitente de batería baja, y se puede usar en un paciente en estas condiciones o continuar usándose si se activa el indicador de batería baja mientras está conectado a un paciente. Reemplace la batería tan pronto como sea posible.
- Si el AED 10 está sometido a bajas temperaturas, cerca o por debajo del límite mínimo de temperatura de funcionamiento de 0° C (32° F), el indicador de estado de batería baja se puede activar incluso con una batería nueva. El indicador de batería baja causado por las bajas temperaturas puede cesar cuando el dispositivo se caliente. La descargar del dispositivo para desfibrilar a un paciente puede generar el calor suficiente para eliminar el indicador de batería baja o para que se active de forma intermitente.

Junto con esta carta se incluye un manual del usuario actualizado para su dispositivo. Descarte el manual del usuario original y reemplácelo con la versión actualizada.

Nota: los AED10 con números de serie que comiencen por "AL" no se ven afectados por este aviso sobre seguridad (por ejemplo, AL09E060042).

Agradecemos su colaboración en este asunto.

Reciba un cordial saludo,

Paul Reynolds
Director, International Quality Assurance & Regulatory Affairs

FORMULARIO DE RESPUESTA**Desfibrilador externo automático Welch Allyn AED 10 y MRL JumpStart.**

- ☐ (Marque) Hemos leído y entendido las instrucciones proporcionadas en la carta de aviso de seguridad.

A completar por el cliente:

Nombre (en letra de imprenta):	
Firma/Fecha:	
Cargo:	
Teléfono:	
Correo electrónico:	
Nombre de la empresa:	
Dirección:	
Ciudad/Provincia:	

ENVÍE POR FAX EL FORMULARIO DE RESPUESTA COMPLETADO EN UN PLAZO DE 5 DÍAS LABORALES A: FAX 00353 4690 67755 / fieldsafetynotice@welchallyn.com

**Regulatory Department
Welch Allyn Ltd.
IDA Business Park,
Dublin Road
Navan,
Co. Meath
República de Irlanda.**